


PRECONISATION POUR LE PEPTEST®

 **Prendre contact avec le laboratoire pour récupérer les tubes de prélèvement Peptest®.**

1. Déroulement du test :

Le patient recueille de la salive une première fois le matin à jeun (1^{er} tube)
puis une deuxième fois le soir après le repas (2^{ème} tube).

2. Instructions pour le recueil :  **Ne pas vider le liquide présent dans le tube**



3. Identifier les tubes en notant votre nom et prénom sur l'étiquette ainsi que le n° du tube correspondant (1 = recueil du matin / 2 = recueil du soir)

4. Compléter les informations suivantes :

Tube 1 : date de recueil :

Heure de recueil :H.....

Tube 2 : date de recueil :

Heure de recueil :H.....

5. **Conservation** : au réfrigérateur Ne jamais congeler
6. **Transport** : apporter les 2 tubes au laboratoire dans les meilleurs délais (maximum 3 jours)